

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Pemeriksaan imunohistokimia dengan reseptor estrogen menggunakan microwave dengan buffer sitrat pH 6.0 temperatur 100⁰C ternyata :

1. meningkatkan jumlah reseptor estrogen karsinoma payudara
2. mempercepat waktu pemeriksaan metode imunohistokimia.

7.2 Saran

1. Dianjurkan untuk pemeriksaan imunohistokimia dengan menggunakan microwave supaya ditemukan jumlah reseptor estrogen yang lebih banyak dan memerlukan waktu yang lebih singkat.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengukur akurasi metode pemeriksaan imunohistokimia menggunakan microwave dibandingkan tanpa menggunakan microwave.